

ラピッドビスコアライザー

区分 設備

分類 物性試験機器類

メーカー フォス・ジャパン (株)

型式 RVA-4

仕様及び性能

測定可能粘度範囲 50～50,000cps

設定可能試料温度 0～99.9℃

必要試料量 固形・粉末状食品の場合は4g/回以上

液体・液状食品の場合は25ml/回以上

※上記の仕様・性能は、カタログからの引用等ですので、実際に測定・試験ができる試料や測定物の種類・大きさ・形状等につきましては、担当職員までご確認ください。

用途 水に溶かしたデンプンなどの粘度を測定する機械です。

導入年 2005年



料金 1460円/時間

設置場所 会津若松技術支援センター

予約・連絡先 0242-39-2977 (醸造・食品科)

備考 県外企業は料金が2倍となります。詳しくは担当職員までご確認ください。